



CONTINUIDADE DIGITAL NA VENDA

O Kit inLego resolve o maior gargalo da odontologia digital: o escaneamento de mandíbulas edêntulas com fluxo contínuo e livre de distorções.

Sumário

Abertura 3

Problema 3

Solução 4

Destaques 4

Composição/especificações 4

Aplicação 5

Fechamento 6

Abertura

Continuidade Digital na Venda

O Kit inLego resolve o maior gargalo da odontologia digital: o escaneamento de mandíbulas edêntulas com fluxo contínuo e livre de distorções.



Capacite o consultor a vender escaneamento contínuo e passivo na mandíbula

Este guia foi preparado para o consultor Conexão conduzir, com autoridade técnica e comercial, a apresentação do Kit inLego ao dentista. As páginas seguintes trazem primeiro a camada didática — o porquê técnico do kit e seus diferenciais — e, na sequência, o argumentário pronto para a conversa de venda: script SPIN Selling e contorno de objeções do Doutor.

Problema

O maior gargalo da odontologia digital está na mandíbula edêntula. Diferente da maxila, que conta com a rugosidade palatina como referência natural para o escâner, a mandíbula é um “deserto” anatômico: sem pontos de referência, o software se perde e sobrepõe imagens entre os implantes.

Na tentativa de contornar essa limitação, muitos profissionais recorrem a “gambiarras” — elásticos ortodônticos ou pontos de resina colorida — para dar referência ao escâner. O resultado é um fluxo de trabalho fragmentado, em etapas, e suscetível a distorções.

A consequência clínica é direta: um escaneamento imperfeito gera uma barra sem passividade, retrabalho no laboratório e risco real de fratura de parafusos na boca do paciente.

Solução

O Kit inLego elimina as gambiarras ao oferecer continuidade ao arco escaneado. Suas hastes horizontais brancas, em PEEK de Grau Médico, são lidas pelo escâner com a mesma facilidade que um dente natural — o software deixa de se perder entre os implantes e o fluxo de trabalho torna-se contínuo e livre de distorções.

Esse é o princípio que a Conexão chama de “Ciência da Continuidade”: hastes que dão continuidade ao arco, fixação simplificada e assentamento passivo garantido, com um único escaneamento rápido.

Destaques

- **Ciência da Continuidade:** hastes horizontais brancas em PEEK de Grau Médico, lidas pelo escâner como dente natural, evitando que o software se perca entre os implantes.
- **Fixação Simplificada:** sem parafuso passante — rosqueamento manual no sentido horário, crucial em regiões posteriores onde o espaço para chaves é limitado.
- **Passividade Garantida:** o match preciso com as bibliotecas digitais (MU in lab) resulta em assentamento passivo da barra de protocolo, prevenindo fraturas de parafusos a longo prazo.
- **Conexão Dupla:** cada pilar permite o encaixe de até duas hastes simultaneamente; nos implantes distais, une o pilar aos anteriores e aponta uma haste para trás, facilitando a leitura da área posterior.
- **Economia de Tempo:** a altura estratégica dos componentes evita dois escaneamentos separados (gengiva + pilares), reduzindo o tempo de cadeira pela metade.

Composição/especificações

O kit é otimizado para os sistemas de abutments **Micro Unit (MU)** e **Multi Base (MB)**:

Componente	Material	Especificação	Função
Scan inL	PEEK	Corpo sólido; no MU, dois estágios de acoplamento; no MB, estágio único	Clipe de escaneamento horizontal
SC (Scan Connect)	PEEK	Perfil de emergência gengival, comprimento de 10mm	Conexão de escaneamento
TS (Transfer Scan)	PEEK e Titânio	Corpo híbrido, comprimento de 13mm	Maior versatilidade
Hastes de Escaneamento	PEEK	Alturas variadas	Captura da gengiva e do componente em etapa única

Aplicação

O Kit inLego é indicado para o escaneamento de protocolos inferiores e arcos totais edêntulos — o “deserto anatômico” que confunde o escâner — e para regiões posteriores onde o espaço para chaves é limitado, graças ao rosqueamento manual sem parafuso passante.

Script de vendas — Framework SPIN Selling (apoio ao consultor):

- **Situação:** “Doutor, como o senhor realiza hoje o escaneamento de protocolos inferiores? O escâner costuma ‘se perder’ ou sobrepor imagens na mandíbula?”
- **Problema:** “Muitos colegas perdem muito tempo unindo escamboros convencionais com resina para tentar dar referência ao software, certo?”
- **Implicação:** “Se o escaneamento não for perfeito, o senhor sabe que a barra não terá passividade. Isso gera retrabalho no laboratório e o risco real de fratura de parafusos na boca do paciente lá na frente. Qual o custo desse estresse para o senhor?”
- **Necessidade de Solução:** “E se o senhor usasse hastes que dão continuidade ao arco e permitem um assentamento 100% passivo com apenas um escaneamento rápido? O inLego foi feito exatamente para isso.”

Contorno de objeções do Dentista (respostas do consultor):

- “Meu escambore atual já funciona.” → **O Consultor responde:** “Entendo, doutor. Mas o senhor ainda precisa usar resina ou elástico para o escâner não se perder? Com o inLego, o senhor elimina esses passos e ganha previsibilidade total na passividade da barra.”
- “Não tenho espaço posterior para parafusar.” → **O Consultor responde:** “Esse é o diferencial do inLego: ele não tem parafuso passante. O senhor rosqueia manualmente, o que facilita demais o trabalho onde a abertura bucal é limitada e a chave não entra.”
- “O kit parece complexo por ter muitas peças.” → **O Consultor responde:** “Pelo contrário, doutor. Ele simplifica. Com as hastes duplas e alturas variáveis, o senhor faz em um único escaneamento o que antes exigia várias etapas e ‘gambiarras’ clínicas.”

Fechamento

Na próxima conversa com o dentista, leve o Kit inLego como a resposta ao gargalo do escaneamento de protocolos: continuidade ao arco, assentamento passivo e um único escaneamento rápido. Use este guia como base técnica e o script SPIN como roteiro comercial para conduzir a argumentação com autoridade. — Conexão Digital Implant

CONTINUIDADE DIGITAL NA VENDA

Na próxima conversa com o dentista, leve o Kit inLego como a resposta ao gargalo do escaneamento de protocolos: continuidade ao arco, assentamento passivo e um único escaneamento rápido. Use este guia como base técnica e o script SPIN como roteiro comercial para conduzir a argumentação com autoridade. — Conexão Digital Implant

Conexão Sistemas de Próteses