



O escaneamento da mandíbula edêntula deixa de ser um desafio: o Kit inLego transforma o arco desdentado em um mapa legível e preciso para o seu escâner.

Sumário

Abertura 3

Problema 3

Solução 4

Destaques 4

Composição/especificações 4

Aplicação 5

Fechamento 6

Abertura

Precisão e Passividade no Arco

O escaneamento da mandíbula edêntula deixa de ser um desafio: o Kit inLego transforma o arco desdentado em um mapa legível e preciso para o seu escâner.



Precisão e passividade no escaneamento da mandíbula edêntula

Este guia foi preparado para você, Doutor, dominar o fluxo digital em casos complexos de protocolos totais. Nas páginas seguintes você encontra o fundamento técnico do Kit inLego — o problema que ele resolve, os diferenciais de segurança clínica, a composição do kit e a versatilidade na cadeira — traduzido em previsibilidade clínica para o seu consultório.

Problema

O escaneamento de arcos totais mandibulares é um dos maiores desafios da implantodontia digital. Diferente da maxila, que oferece a rugosidade palatina como referência anatômica clara, a mandíbula não tem pontos de ancoragem: sem eles, o escâner frequentemente “se perde”, gerando imagens distorcidas e sobrepostas.

Para contornar essa “confusão digital”, muitos profissionais recorrem a métodos adaptados, como elásticos ortodônticos ou resinas coloridas, que tentam dar referência ao software.

A consequência clínica é direta: quando a imagem sofre distorção, o laboratório não consegue o assentamento passivo — o resultado é uma barra que chega com interferência ou um parafuso que fratura após alguns meses.

Solução

O Kit inLego posiciona-se como a solução definitiva para a “confusão digital” da mandíbula edêntula, eliminando a necessidade de elásticos ortodônticos ou resinas coloridas. O princípio é a **Ciência da Continuidade**: um sistema que transforma um arco desdentado em um mapa legível e preciso para qualquer escâner intraoral.

Suas hastes de escaneamento em PEEK Branco de Grau Médico criam uma ponte visual que o escâner lê com a mesma facilidade que um dente natural. O resultado é uma sequência contínua de leitura — um escaneamento muito mais rápido e preciso, com assentamento passivo garantido e sem depender de chaves longas no fundo da boca.

Destaques

- **Hastes de Escaneamento em PEEK Branco (Grau Médico):** a ponte visual é lida pelo escâner como um dente natural, garantindo sequência contínua de leitura — escaneamento mais rápido e preciso.
- **Assentamento Passivo Superior:** o match perfeito do cadista com a biblioteca digital (MU in lab) reflete diretamente na passividade da barra do protocolo, minimizando tensões estruturais e o risco de fraturas de parafusos a longo prazo.
- **Sistema sem Parafuso Passante:** o rosqueamento manual no sentido horário é vital em regiões posteriores, onde a abertura bucal do paciente é limitada e não há espaço para chaves e parafusos longos.
- **Conexão Dupla de Hastes:** exclusividade inLego — duas hastes simultaneamente no mesmo pilar; nos implantes distais, uma haste para frente (unindo aos outros pilares) e outra para trás, facilitando a captura das áreas mais críticas.
- **Escaneamento em Etapa Única:** pela altura estratégica dos componentes, gengiva e sistema inLego são capturados ao mesmo tempo — enquanto sistemas concorrentes “grossos” exigem dois escaneamentos separados, o inLego corta o tempo de trabalho pela metade.

Composição/especificações

O sistema é otimizado para os abutments **Micro Unit (MU)** e **Multi Base (MB)**:

Componente	Material	Especificação	Função
Scan inL	PEEK de Grau Médico	Corpo sólido; no MU, dois estágios de acoplamento; no MB, estágio único	Clipe de escaneamento horizontal
SC (Scan Connect)	PEEK	10mm de comprimento	Perfis de emergência gengival
TS (Transfer Scan)	PEEK e Titânio	13mm de comprimento	Versatilidade para diferentes profundidades clínicas

Aplicação

O Kit inLego é indicado para o escaneamento de arcos totais mandibulares — o caso em que o escâner mais “se perde” por falta de referências anatômicas — e para regiões posteriores com abertura bucal limitada, onde o sistema sem parafuso passante faz a diferença.

Framework SPIN Selling — do problema à precisão (diálogo cotado com o Doutor):

- **Situação:** “Doutor, como está sua rotina de escaneamento para protocolos inferiores? O escâner costuma perder a referência na mandíbula?”
- **Problema:** “Muitos colegas perdem tempo unindo pilares com resina ou elásticos para tentar guiar o software, certo?”
- **Implicação:** “Se a imagem sofre distorção, o laboratório não consegue o assentamento passivo. O senhor já teve o estresse de uma barra que chega com interferência ou que fratura o parafuso após alguns meses?”
- **Necessidade de Solução:** “E se o senhor pudesse eliminar as ‘gambiarras’ e garantir um assentamento 100% passivo com um sistema de hastes que o escâner lê de primeira, sem precisar de chaves longas no fundo da boca?”

Contorno de objeções (diálogo cotado):

- “Eu já uso escambore convencionais e funcionam.” → **Resposta:** “Doutor, o inLego não é apenas um escambore, é um guia de continuidade geométrica. Ele elimina a necessidade de resinas e garante que o ‘match’ na biblioteca MU in lab seja perfeito, algo que o escambore convencional muitas vezes falha em entregar na mandíbula.”

- “O kit parece ter muitas peças.” → **Resposta:** “Pelo contrário, ele simplifica o fluxo. Com as hastes duplas e a altura ideal, o senhor faz em um único escaneamento o que antes exigia várias etapas e adaptações clínicas.”

Fechamento

Leve a Ciência da Continuidade ao seu fluxo de escaneamento: um arco desdentado, um mapa legível e preciso para o escâner, e um único escaneamento com assentamento passivo. Este guia reúne o fundamento técnico e o roteiro de conversa clínica para você conduzir seus protocolos totais com previsibilidade. — Conexão Digital Implant

PRECISÃO E PASSIVIDADE NO ARCO

Leve a Ciência da Continuidade ao seu fluxo de escaneamento: um arco desdentado, um mapa legível e preciso para o escâner, e um único escaneamento com assentamento passivo. Este guia reúne o fundamento técnico e o roteiro de conversa clínica para você conduzir seus protocolos totais com previsibilidade. — Conexão Digital Implant

Conexão Sistemas de Próteses