



PREVISIBILIDADE E EXCELÊNCIA CLÍNICA

O Kit MasterFlex é o sistema cirúrgico Single Kit da Conexão Implantes: previsibilidade e excelência clínica em cada reabilitação.

Sumário

- Abertura 3
- Problema 4
- Solução 4
- Destaques 5
- Versatilidade: Especificações 5
- Aplicação 6
- Fechamento 7

Abertura

Previsibilidade e Excelência Clínica

O Kit MasterFlex é o sistema cirúrgico Single Kit da Conexão Implantes: previsibilidade e excelência clínica em cada reabilitação.



Previsibilidade cirúrgica e excelência clínica em um único kit.

O Kit MasterFlex é o sistema cirúrgico da Conexão Implantes que unifica a prática clínica em uma única plataforma: a solução **Single Kit**. Posicionado como **padrão-ouro** no mercado de implantodontia, ele combina rigor científico e engenharia de precisão para entregar o que o clínico mais valoriza no dia a dia: previsibilidade e excelência clínica, com redução do erro humano e aumento do sucesso clínico em cada reabilitação — sempre respeitando os limites biológicos e estéticos.

Este guia apresenta o problema que o MasterFlex resolve, o funcionamento do seu sistema exclusivo de Stop Drills, o protocolo de fresagem por densidade óssea e a versatilidade de uma única plataforma para todos os casos.

Problema

A perfuração sem controle exato de profundidade é um dos maiores riscos do transoperatório: estruturas nobres — e a própria osseointegração — ficam expostas quando o preparo ósseo não corresponde com fidelidade ao planejamento digital e tomográfico.

Na prática, isso se traduz em:

- **Hesitação transoperatória:** a dúvida sobre a profundidade correta a cada etapa da fresagem interrompe o fluxo e aumenta o tempo de cadeira.
- **Dependência de identificação manual:** sem marcação clara, a equipe precisa decifrar fresa por fresa, o que abre espaço para erro de sequência e de diâmetro.
- **Risco às estruturas nobres:** um preparo mais profundo que o planejado pode comprometer estruturas anatômicas críticas e a estabilidade da reabilitação.

A incerteza não é apenas técnica — ela afeta diretamente o resultado clínico e a segurança do procedimento.

Solução

O Kit MasterFlex resolve essa equação com um sistema cirúrgico completo, desenhado para executar o planejamento com fidelidade desde o **primeiro contato ósseo**:

- **Sistema exclusivo de Stop Drills:** único no mercado a integrar a **Fresa Start (Lança)** com um **Stop Drill dedicado**, devolvendo ao cirurgião o controle de profundidade em cada etapa.
- **Limitadores de profundidade em todas as fresas:** as fresas helicoidais do **nº 1 ao 9** possuem limitadores individuais — a cavidade cirúrgica sai exata para o comprimento do implante planejado.
- **Protocolo guiado pela densidade óssea:** o **Flex-Bone Drill Protocol** define a sequência exata de fresagem para cada tipo de osso, eliminando a hesitação no transoperatório.

O resultado é previsibilidade: o que foi planejado no computador é o que acontece na cadeira — com mitigação de acidentes em estruturas nobres e estabilidade primária confiável.

Destaques

1. **Stop Drill exclusivo:** único sistema no mercado com Fresa Start (Lança) + dispositivo Stop Drill dedicado — controle de profundidade desde o primeiro contato ósseo.
2. **Fresas 1 a 9 com limitadores:** todas as fresas helicoidais possuem limitador de profundidade, garantindo cavidade cirúrgica exata para o comprimento do implante.
3. **Flex-Bone Drill Protocol estampado na caixa:** sequência exata de fresagem por densidade óssea (Soft III-IV e Hard I-II) sempre à vista, com layout didático e intuitivo — elimina a hesitação transoperatória.
4. **Identificação dual:** marcações duplas nas fresas — número em **negrito** (sequência) e diâmetro em *itálico* — facilitam a comunicação com a equipe auxiliar e reduzem o tempo de cadeira.
5. **Uma plataforma, todos os casos:** conexões cônicas NP (24°), GMF (16°) e FIT (11,5°), hexágono externo HE-RD, HE-SD e linha HI, com diâmetros de **Slim 2,9 mm a 5,0 mm**.
6. **Eficiência protética:** drivers de captura ativa com anéis coloridos, Sistema Extension Fitness com catraca de torque, 4 pinos de paralelismo e Extension Drill para acesso em áreas interdentais.

Versatilidade: Especificações

Uma única plataforma instrumenta da área mais estreita à mais ampla, sem troca de estojo:

Característica	Especificação	Benefício clínico
Conexões cônicas (Morse)	NP (24°), GMF (16°), FIT (11,5°)	Compatibilidade com as principais plataformas cônicas da linha
Hexágono externo	HE-RD (Regular), HE-SD (Small), linha HI	Cobre também as demandas de hexágono externo
Diâmetros	Slim (2,9 mm) a 5,0 mm	Do espaço protético estreito à extração imediata
Fresas helicoidais	Nº 1 a 9, com limitadores de profundidade	Preparo exato para o comprimento do implante
Drivers de captura ativa	Anéis coloridos: Azul (NP), Verde (GMF/FIT/HE-RD), Vermelho (SL/HE-SD)	Captura direto da embalagem com reconhecimento imediato
Extension Fitness	Adaptadores para chaves sólidas de finalização + catraca de torque	Assentamento preciso do implante
Acessórios de precisão	4 pinos de paralelismo, Extension Drill	Alinhamento de casos múltiplos e acesso interdental

Aplicação

O MasterFlex foi desenhado para cobrir a rotina clínica completa da implantodontia:

- **Maxila (ossos medulares — Soft III-IV):** o Flex-Bone Drill Protocol indica a sequência exata de fresagem para obter estabilidade primária em osso de baixa densidade.
- **Mandíbula (corticais densas — Hard I-II):** a mesma caixa organizadora orienta a sequência para osso compacto, com o mesmo rigor protocolar.
- **Espaços protéticos estreitos:** a instrumentação Slim (2,9 mm) atende casos com pouco espaço entre dentes.
- **Alvéolos de extração imediata:** a amplitude até 5,0 mm permite preparar alvéolos pós-extração com segurança.
- **Casos múltiplos e áreas interdentais:** os 4 pinos de paralelismo alinham múltiplas inserções, e o Extension Drill alcança regiões com dentes vizinhos altos.

A identificação dual (negrito = sequência, itálico = diâmetro) acompanha toda a rotina, reduzindo o tempo de cadeira e melhorando a comunicação com a equipe auxiliar em cada aplicação.

Fechamento

O MasterFlex é a materialização da engenharia Conexão Implantes: cada fresa, cada driver e cada detalhe do protocolo existe para reduzir o erro humano e aumentar o sucesso clínico em cada reabilitação — com respeito aos limites biológicos e estéticos.

Leve previsibilidade cirúrgica para a sua prática clínica. Fale com o seu consultor Conexão e conheça o Kit MasterFlex — Conexão Sistemas de Próteses.

PREVISIBILIDADE E EXCELÊNCIA CLÍNICA

O MasterFlex é a materialização da engenharia Conexão Implantes: cada fresa, cada driver e cada detalhe do protocolo existe para reduzir o erro humano e aumentar o sucesso clínico em cada reabilitação — com respeito aos limites biológicos e estéticos.

Leve previsibilidade cirúrgica para a sua prática clínica. Fale com o seu consultor Conexão e conheça o Kit MasterFlex — Conexão Sistemas de Próteses.

Conexão Sistemas de Próteses