



SINGLE KIT: UNIFICAÇÃO TOTAL

O Kit MasterFlex unifica todas as linhas de implantes da Conexão em um único estojo, reduzindo custos e riscos de instrumentação.

Sumário

Abertura 3

Problema 4

Solução 4

Destaques 4

Composição do Kit 5

Aplicação 5

Conclusão 5

Abertura

Single Kit: Unificação Total

O Kit MasterFlex unifica todas as linhas de implantes da Conexão em um único estojo, reduzindo custos e riscos de instrumentação.

O **Kit MasterFlex** é consolidado como o kit mais completo do mercado, fundamentado no conceito estratégico de **“Single Kit”** — uma solução de unificação operacional que elimina a necessidade de múltiplos estojos, oferecendo uma plataforma universal que atende todas as linhas de implantes da Conexão, independentemente de diâmetro, comprimento ou conexão protética.



Figura 1: Kit Master Flex

Problema

No cenário atual, consultores de vendas enfrentam um desafio operacional significativo: a multiplicidade de estojos para diferentes linhas de implantes gera complexidade logística, aumenta os custos de esterilização e eleva o risco de erros na instrumentação. A falta de um protocolo visual claro durante o ato cirúrgico pode comprometer a eficiência do procedimento e a segurança do paciente.

Solução

O Kit MasterFlex resolve essa complexidade ao unificar em um único estojó todas as linhas de implantes da Conexão. A solução elimina a necessidade de múltiplos equipamentos, reduz custos operacionais e minimiza riscos de erro — posicionando-se como uma ferramenta estratégica de gestão de eficiência cirúrgica.

Destaques

Segurança com Stop Drills

O MasterFlex é o único sistema no mercado que integra a Fresa Start (Lança) com um sistema de Stop Drill dedicado, garantindo controle de profundidade absoluto desde o primeiro passo da perfuração.

Protocolo de Fresagem na Tampa

O Flex - Bone Drill Protocol está estampado diretamente na tampa da caixa organizadora, orientando visualmente a sequência exata para ossos Soft (III-IV) e Hard (I-II).

Identificação Visual de Alta Precisão

As fresas possuem marcações duplas para evitar erros na instrumentação: o número da fresa em **negrito** e o diâmetro correspondente em *itálico*.

Sistema de Captura Ativa

As chaves Driver capturam o implante diretamente da embalagem e o transportam com segurança total até o alvéolo cirúrgico, podendo ser acionadas via motor ou catraca.

Versatilidade Clínica Total

O kit atende conexões cônicas (NP 24°, GMF 16°, FIT 11,5°), hexágono externo (HE-RD e HE-SD) e uma amplitude de diâmetros de Slim (2.9mm) a 5.0mm.

Composição do Kit

Componente	Quantidade	Especificação
Fresas Helicoidais	9 linhas	Diâmetro 2.4 a 4.6
Pinos de Paralelismo (Direction Pins)	4	Orientação para fresagem em casos múltiplos
Countersinks (A a E)	5	Preparo da cortical em ossos de alta densidade (Tipo I e II)
Chaves de Instalação (Implant Drivers)	Curto e longo	Azul (NP), Verde (GMF/FIT/HE-RD), Vermelho (SL/HE-SD)
Chaves Digitais	2	0.9mm Lilás (parafusos de cobertura), 1.2mm Azul (cicatrizadores e prótese)
Adaptadores Fitness	2 tamanhos	Transformam chaves de transporte em chaves sólidas de finalização

Aplicação

O Kit MasterFlex é indicado para consultores de vendas da Conexão que precisam dominar os argumentos técnicos para apresentação ao dentista implantodontista. O material é especialmente útil em:

- **Demonstrações técnicas** quando o dentista possui múltiplas linhas de implantes Conexão
- **Negociações** onde o argumento de unificação operacional é determinante
- **Treinamento** de novos consultores sobre especificações técnicas do portfólio

O kit não substitui o treinamento clínico presencial, mas serve como referência técnica para posicionamento estratégico junto ao profissional.

Conclusão

Ao dominar os argumentos do Kit MasterFlex, o consultor de vendas se posiciona como parceiro estratégico do dentista, oferecendo soluções que simplificam a rotina cirúrgica e potencializam resultados clínicos. Utilize este conhecimento técnico

para agregar valor às suas apresentações e fortalecer o relacionamento com seus clientes.

Conexão Sistemas de Prótese — Eficiência Operacional e Segurança Clínica

SINGLE KIT: UNIFICAÇÃO TOTAL

Ao dominar os argumentos do Kit MasterFlex, o consultor de vendas se posiciona como parceiro estratégico do dentista, oferecendo soluções que simplificam a rotina cirúrgica e potencializam resultados clínicos.

Utilize este conhecimento técnico para agregar valor às suas apresentações e fortalecer o relacionamento com seus clientes.

Conexão Sistemas de Prótese — **Eficiência Operacional e Segurança Clínica**

Conexão Sistemas de Próteses