



BIOSSEGURANÇA E CHAVES COMPLETAS

O Kit Protético Conexão Digital entrega a segurança do torque exato e o inventário completo que eliminam qualquer imprevisto clínico.

Sumário

- Abertura 3
- Problema 3
- Solução 4
- Destaques 4
- Composição/especificações 5
- Aplicação 5
 - Script SPIN Selling 6
 - Contorno de Objeções 6
- Fechamento 7

Abertura

Biossegurança e Chaves Completas

O Kit Protético Conexão Digital entrega a segurança do torque exato e o inventário completo que eliminam qualquer imprevisto clínico.



Torque exato e chaves completas, sem improviso clínico.

O **Kit Protético Conexão Digital** é a solução definitiva para a organização e a precisão no fluxo reabilitador. Em um mercado onde a falha protética pode comprometer a reputação do dentista, o kit entrega a **segurança do torque exato**, essencial para a longevidade dos implantes. Não é apenas um conjunto de chaves — é um sistema de garantia clínica que assegura a instalação de cada componente conforme as especificações rigorosas da engenharia.

Este guia foi desenvolvido para municiar o consultor Conexão com o conhecimento técnico completo do kit antes de levá-lo ao argumento comercial junto ao dentista.

Problema

Em um consultório sem um sistema unificado de chaves protéticas, o dentista enfrenta riscos concretos:

- Dificuldade de alcançar um dente posterior por falta de uma chave mais longa.
- Soltura de parafuso por incerteza sobre o torque aplicado.
- Retrabalho e perda de tempo de cadeira quando uma prótese solta por falta de torque preciso — o que também afeta a confiança do paciente no tratamento.

- Necessidade de improvisar ou adquirir peças avulsas de sistemas de terceiros, que podem não ter o ajuste perfeito aos parafusos Conexão.

Solução

O **Kit Protético Conexão Digital** resolve essa lacuna entregando a segurança do torque exato, essencial para a longevidade dos implantes:

- **Chave Catraca com referenciador de torque** — principal diferencial técnico do kit, garante que todos os pilares e parafusos de fixação recebam a carga exata recomendada pelo fabricante, evitando solturas ou fraturas.
- **Chave digital** para controle de torque complementar.
- **Inventário completo**, atendendo às diversas geometrias do sistema Conexão Digital, eliminando a necessidade de peças de terceiros.

O kit não é apenas um conjunto de chaves, mas um sistema de garantia clínica que assegura que cada componente seja instalado conforme as especificações da engenharia.

Destaques

- **Chave Catraca com referenciador de torque:** o principal diferencial técnico do kit — garante a carga exata recomendada pelo fabricante para pilares e parafusos de fixação.
- **Biossegurança:** kit totalmente passível de esterilização em autoclave antes de cada procedimento.
- **Usinagem específica:** as chaves são usinadas especificamente para os parafusos Conexão, evitando as folgas microscópicas que peças de terceiros podem gerar.
- **Versatilidade de tamanhos:** chaves disponíveis em três tamanhos (curta, média e longa), eliminando a necessidade de improviso ou de peças avulsas.
- **Inventário completo:** cobre as diversas geometrias do sistema Conexão Digital em um único estojo.

Composição/especificações

Componente	Quantidade	Especificação
Controle de Torque	1 chave catraca com referenciador + 1 chave digital	Carga exata recomendada pelo fabricante
Chave de Fenda	1 unidade	Encaixe fenda média
Chave de Fricção	1 unidade	Fricção média
Hexagonal (0,9mm)	1 unidade	Média
Quadrada (1,3mm)	3 unidades	Curta, média e longa
Hexagonal (1,2mm)	3 unidades	Curta, média e longa
Hexagonais Internas	3 unidades	2,0mm, 2,5mm e 2,7mm — todas no modelo médio

Aplicação

A disponibilidade de chaves em três tamanhos (curta, média e longa) permite ao dentista realizar procedimentos em pacientes com diferentes aberturas bucais ou em regiões posteriores de difícil acesso. Essa completude elimina a necessidade de o profissional improvisar ou adquirir peças avulsas de sistemas de terceiros que podem não ter o ajuste perfeito.

Script SPIN Selling

Etapa	Abordagem sugerida
Situação	“Doutor, hoje no seu consultório, como é feita a gestão das suas chaves protéticas? Você utiliza um sistema organizado ou as peças ficam dispersas?”
Problema	“Você já teve dificuldades em alcançar um dente posterior por falta de uma chave mais longa, ou já enfrentou a soltura de um parafuso por não ter certeza do torque aplicado?”
Implicação	“Se uma prótese se solta por falta de torque preciso, quanto tempo de cadeira você perde no retrabalho e como isso afeta a confiança do seu paciente no tratamento?”
Necessidade de Solução	“Se eu lhe apresentar um kit que unifica todas as chaves em três comprimentos e ainda entrega uma catraca torquímetro de alta precisão, como isso facilitaria sua rotina e a segurança das suas entregas?”

Contorno de Objeções

- **“O investimento parece alto para um kit de chaves.”** → O valor do kit se paga na primeira intercorrência evitada. O uso de torque inadequado é a principal causa de retorno de pacientes. O kit é um seguro para a durabilidade do trabalho e para a paz de espírito do dentista.
- **“Eu já tenho chaves de outras marcas.”** → As chaves Conexão são usinadas especificamente para os parafusos da marca. O uso de chaves de terceiros pode gerar folgas microscópicas que levam ao desgaste prematuro do componente, podendo invalidar garantias técnicas de fábrica.

Fechamento

Apresente o Kit Protético ao seu cliente: a segurança do torque exato, biossegurança em autoclave e o inventário completo que elimina o imprevisto — um sistema de garantia clínica, não apenas um conjunto de chaves. Fale com o time de produto Conexão para dúvidas técnicas adicionais. © Conexão Sistemas de Próteses

BIOSSEGURANÇA E CHAVES COMPLETAS

Apresente o Kit Protético ao seu cliente: a segurança do torque exato, biossegurança em autoclave e o inventário completo que elimina o imprevisto — um sistema de garantia clínica, não apenas um conjunto de chaves. Fale com o time de produto Conexão para dúvidas técnicas adicionais. © Conexão Sistemas de Próteses

Conexão Sistemas de Próteses