




CASOS CRÍTICOS EM 45 DIAS

Vulcano Actives entrega previsibilidade clínica:
casos críticos de osso tipo IV e pacientes fumantes
finalizados em 45 a 60 dias, com
segurança comprovada.

Sumário

Abertura 3

Problema 4

Solução 4

Destaques 4

Composição/Comparação Técnica 5


Aplicação 5

Fechamento 6

Abertura

Casos Críticos em 45 Dias

Vulcano Actives entrega previsibilidade clínica: casos críticos de osso tipo IV e pacientes fumantes finalizados em 45 a 60 dias, com segurança comprovada.



Vulcano Actives entrega previsibilidade em até 45 dias

Toda venda técnica começa com uma pergunta simples: o que muda de fato entre a superfície Porous e a superfície Vulcano Actives? Esta apostila existe para dar a você, consultor, domínio total dessa resposta — não como decoreba, mas como argumento técnico que sustenta uma conversa de fechamento.

Porous e Vulcano Actives não competem entre si — ocupam papéis diferentes no portfólio. Porous é a base de confiança para o caso convencional. Vulcano Actives é a resposta para o caso que o dentista trata como risco: osso tipo IV, fumante, diabético. Conhecer os dois a fundo é o que separa um consultor que informa de um consultor que fecha.

Problema

O maior obstáculo do implantodontista não é a cirurgia — é a espera. Com uma superfície convencional, o tempo de carga tradicional gira em torno de 4 a 6 meses, período em que o osso precisa, sozinho, reconhecer e integrar o implante.

Esse problema se agrava nos casos que o próprio texto-base classifica como críticos: pacientes com osso tipo IV (baixa densidade), fumantes e diabéticos. Nesses perfis, a biologia já trabalha contra o tempo — e uma superfície passiva, que apenas espera a resposta do organismo, alarga ainda mais essa espera e o risco percebido pelo dentista.

É exatamente aqui que a maioria das objeções de venda nasce: “meu paciente é fumante, não quero arriscar” ou “prefiro não me comprometer com um prazo curto num osso tipo IV”. Sem argumento técnico para essa dúvida, o consultor perde o caso mais valioso — o caso difícil.

Solução

A superfície Vulcano Actives resolve esse problema mudando a forma como o implante se relaciona com o organismo: em vez de esperar a biologia agir (interação passiva, como na Porous), ela sinaliza quimicamente e provoca a resposta óssea (interação ativa).

Essa mudança vem da tecnologia de fabricação: enquanto a Porous é produzida por processo subtrativo (ataque ácido), a Vulcano Actives passa por anodização eletroquímica (MAO — Micro-Arc Oxidation), que funde a superfície e cria micro-crateras, alterando a estrutura do óxido para a fase Anatase.

O resultado prático, comprovado nos casos mais críticos do portfólio, é 100% de sucesso em ossos de baixa densidade (Tipo IV) — incluindo pacientes fumantes e diabéticos — com finalização de caso em 45 a 60 dias, contra os 4 a 6 meses tradicionais. Para o consultor, isso significa uma resposta técnica pronta para o caso que antes era motivo de hesitação do dentista.

Destaques

- **Bioatividade real:** a Vulcano Actives incorpora Cálcio e Fósforo (mais de 7%) na própria estrutura do implante, em vez de apresentar apenas titânio puro como a Porous.
- **Hidrofilia extrema:** graças à fase Anatase, o sangue molha o implante instantaneamente — a cura começa no “segundo zero”, não depois de um período de espera.

- **Rugosidade no ponto ideal:** 1,26 µm, valor citado como o mais favorável para que as células formem osso rapidamente.
- **100% de sucesso em casos críticos:** ossos de baixa densidade (Tipo IV), incluindo pacientes fumantes e diabéticos.
- **Tempo de carga acelerado:** finalização de casos em 45 a 60 dias, contra 4 a 6 meses do protocolo convencional.
- **Tecnologia de fabricação superior:** anodização eletroquímica (MAO), que muda a estrutura do óxido, em vez do processo subtrativo por ataque ácido.

Composição/Comparação Técnica

Característica	Porous	Vulcano Actives
Tecnologia	Subtrativa (ataque ácido)	Eletroquímica (anodização MAO)
Interação com o organismo	Passiva (espera a biologia agir)	Ativa (sinaliza quimicamente)
Bioquímica da superfície	Titânio puro	Incorpora Cálcio e Fósforo (>7%)
Rugosidade	—	1,26 µm (ponto ideal citado)
Tempo de carga	Convencional (4 a 6 meses)	Acelerado (45 a 60 dias)
Sucesso comprovado	98,4% em casos convencionais (estudo de 6 anos)	100% em osso Tipo IV, fumantes e diabéticos

Aplicação

Quando indicar a Vulcano Actives: casos que o dentista já trata como risco — osso tipo IV (baixa densidade), pacientes fumantes e pacientes diabéticos — e sempre que o prazo de finalização do tratamento for um critério decisivo para o fechamento do caso clínico.

Quando a Porous já resolve: casos convencionais, sem os fatores de risco acima, nos quais o histórico de 98,4% de sucesso em 6 anos de estudo já sustenta a indicação — não é necessário deslocar todo o portfólio para o produto premium.

Na conversa com o dentista, use estes dois contornos de objeção, direto do script validado:

- “O Porous já me atende bem.” → O Porous é excelente e tem 98,4% de sucesso em casos normais. Mas, no paciente fumante ou com osso tipo IV, a Vulcano Actives funciona como “seguro biológico”: 100% de sucesso nesses casos críticos, com entrega da prótese em 45 dias.
- “Qual a diferença técnica real?” → A Porous cria poros por corrosão ácida. A Vulcano Actives funde a superfície, criando micro-crateras e mudando a estrutura do óxido para a fase Anatase — que atrai o sangue desde o primeiro contato.

Fechamento

O argumento mais forte não é o produto — é o que ele resolve. Com a Vulcano Actives, o consultor não está oferecendo apenas um implante: está oferecendo previsibilidade em 45 dias, justamente no caso em que o dentista menos espera conseguir isso.

Leve essa apostila para a próxima visita e use a superfície certa para cada caso — Porous como base de confiança, Vulcano Actives como resposta técnica para o caso crítico.

Conexão Implantes

CASOS CRÍTICOS EM 45 DIAS

O argumento mais forte não é o produto — é o que ele resolve. Com a Vulcano Actives, o consultor não está oferecendo apenas um implante: está oferecendo previsibilidade em 45 dias, justamente no caso em que o dentista menos espera conseguir isso.

Leve essa apostila para a próxima visita e use a superfície certa para cada caso — Porous como base de confiança, Vulcano Actives como resposta técnica para o caso crítico.

Conexão Implantes

Conexão Sistemas de Próteses